



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Hollanda
Amway (UK) Limited, c/o Kayıtlı Ofis -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 12, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of New
Zealand (Auckland)
İthalatçı (şikayetlerin kabulü): LLC "Amway
Ukrayna", Kazimir Malevich Caddesi, 87, Kiev,
03150, Ukrayna, tel.: (044) 495-13-00.
www.amwayglobal.com



Li-ion



Kullanım Kılavuzu



MINI MASAJ TABANCASI

- Mini masaj tabancamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
- Bu ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve uygun şekilde saklayınız!
- Kullanım kılavuzunda herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, lütfen ürünün kendisindeki bilgilere uyun.

Kullanım Kılavuzu'nu görüntülemek için QR kodunu tarayın./
 Kullanım Kılavuzu'na erişmek için QR kodunu tarayın./ Kullanım
 Kılavuzu'na erişmek için QR kodunu tarayın./ Kullanım Kılavuzu'na
 erişmek için QR kodunu tarayın./ Kullanım Kılavuzu'na erişmek
 için QR kodunu tarayın./ Kullanım Kılavuzu'na erişmek için QR
 kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu
 tarayın./ Kullanım kılavuzunu açmak için QR kodunu tarayın./
 Kullanım kılavuzu için QR kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna
 erişmek için QR kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için
 QR kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu
 tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu tarayın./
 Kullanım kılavuzunu açmak için QR kodunu tarayın./ Kullanım
 kılavuzu için QR kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzu için QR
 kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu
 tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu tarayın./
 Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu tarayın./ Kullanım
 kılavuzuna erişmek için QR kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna
 erişmek için QR kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için
 QR kodunu tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu
 tarayın./ Kullanım kılavuzuna erişmek için QR kodunu tarayın.



Dikkat Edilmesi Gerekirenler

Şekil, Sembol, Kısaltma·

Güvenlik Önlemleri·

Genel Bakış

Profil

Amaç

Ana Teknik Özellikler

Ana yapı

Makinenin Genel Yapısı·

Çalışma Yöntemi·

Kullanım Öncesi Hazırlık·

Çalıştırma Adımları·

Garanti

Bakım·

Atık Pil Bertarafı

Kullanım Koşulları Nakliye ve Depolama·

Garanti Notu

Kullanımdan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve uyarı noktalarına özellikle dikkat edin.

Şekil, sembol, kısaltma			
	Doğru akım		Li-ion geri dönüştürülebilir
	WEEE Geri Kazanımı Tanımlama		Yuvarlamayın
	UYARI!! Belgelere bakınız		Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun.
	Kırılabilir		Yukarı doğru
	Yağmurdan koruyun		Kağıt geri dönüşümü
	İstifleme katmanı sınırı		

Güvenlik Önlemleri

Cihazı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki hususları dikkatlice okuyunuz. Aksi takdirde yaralanma veya tehlike ortaya çıkabilir.

Kullanım için uygun kişiler ve vücut bölgeleri

- Cihaz, yaşlılar hariç yetişkinler için tasarlanmıştır.
- Ağrı hissetmeden, bu cihazı vücudunuzdaki yumuşak dokulara uygulayabilirsiniz.
- Başınıza, kemiklerinize veya diğer sert bölgelere vurmayın.
- Basınç morarmaya neden olabilir. Bu nedenle masaj yapılan bölgeye dokunduğunuzda, ağrı veya rahatsızlık hissettiğiniz anda cihazı derhal kullanmayı bırakın.
- Cildinize bastırarak, kuru ve temiz olan bölgeleri bu cihazla masaj yapın.
- Parmaklarınızı, saçlarınızı veya diğer vücut kısımlarınızı cihazın ekseninden ve arka kısmından uzak tutun.
- Tibia, ayak içleri, elin arka kısmı gibi kasın az olduğu veya kemiklere yakın bölgeleri masajlamayın.
- Gözler, dişler, silikon göğüsler, üreme organları, protez uzuvlar vb. gibi hassas bölgeleri masajlamayın.
- Bu cihazı kırılma riski olan hiçbir bölgeye uygulamayın.
- Ağrı devam ederse, cihazı derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Bu cihaz tıbbi bir cihaz değildir. Bu nedenle tıbbi amaçlarla ve hastanelerde kullanılması uygun değildir.
- Cihazı kullanmadan önce, lütfen cihazın ve kabloların iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa, olası tehlikeleri önlemek için lütfen üreticiden veya yetkili servisinden cihazın onarılmasını isteyin.

Cihazın Çalıştırılması Hakkında

- Cihazı kullanırken lütfen en uygun masaj başlığını seçin.
- Havalandırma deliğine herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Cihazı suya batırmayın veya havalandırma deliğine su girmesine izin vermeyin.
- Cihazı düştürmeyin ve uygun şekilde kullanın.
- Kullanmadan önce cihazı, pili ve şarj cihazını kontrol edin.
- Cihazı başka amaçlarla kullanmayın.
- Cihazı gözetimsiz olarak çalışır durumda veya şarj olurken bırakmayın.
- Cihaz şarj olurken çalıştırmayın.
- Cihazı ateşe atmayın.
- Bir saat boyunca kesintisiz kullanmayın; bir sonraki kullanımdan önce cihazı 30 dakika durdurun.

Pil hakkında

- Pili suya atmayın veya ıslatmayın.
- Sıcak ortamda şarj etmeyin ve pili ateşin veya ısıtıcının yakınında kullanmayın veya saklamayın. Pil sızıntısı veya kötü bir koku varsa, cihazı derhal alevlerden uzaklaştırın.
- Pili ateşe atmayın veya ısıtmayın.
- Pili kolye, saç tokası veya diğer metal nesnelerle birlikte taşımak veya saklamak yasaktır.
- Kısa devreyi önlemek için pilin artı ve eksi kutuplarını tel veya diğer metal nesnelerle temas ettirmeyin.

- Pili delmek için çivi veya diğer sivri nesneler kullanmayın.
- Pili çekiçle vurmayın veya üzerine basmayın.
- Pili çarpmayın veya fırlatmayın.
- Pili herhangi bir şekilde sökmek yasaktır.
- Aküyü mikrodalga fırına veya düdüklü tencereye koymak yasaktır.
- Kötü koku, aşırı ısınma, şekil bozulması, renk solması veya diğer anormal durumlar varsa lütfen kullanmayı durdurun; pil kullanımda veya şarj ediliyorsa lütfen cihazdan çıkarın veya şarj kablolarını derhal çıkarın.

Şarj Hakkında

- İlk kez kullanırken, cihazı yaklaşık 3 saat boyunca %100'e kadar şarj edin.
- USB kablolarının çıkış ucunu DC şarj bağlantı noktasına, giriş ucunu ise bir powerbank veya şarj cihazına bağlayın (5V—2A; şarj cihazı 2A'dan azsa şarj süresi uzar).
- **Yeşil ışık** göstergesi, cihazın şarj edildiğini gösterir; şarj %100'e ulaştığında ise otomatik olarak söner.
- Pil, kalan şarj seviyesi ne olursa olsun şarj edilebilir. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Cihaz çalışırken şarj etmek teknik olarak yasaktır.
- Şarj etmeden önce pilin tamamen bitmesine izin vermeyin.
- Cihazı kullanırken kırmızı gösterge, kalan şarjın %30'un altında olduğunu gösterir;
- Kırmızı gösterge yanıp söndüğünde, kalan şarjın %20'nin altında olduğunu ve acilen şarj edilmesi gerektiğini hatırlatır.
- Genel olarak, ortalama çalışma süresi yaklaşık bir saattir; bu süre, titreşim frekansı ve masaj basıncına göre değişir.

Profil

Bu MINI masaj tabancası, kaslarınızı masaj yapabilen bir cihazdır. Kas sertliğini ve ağrıyı gidermek, yorgunluğu azaltmak ve kan dolaşımını hızlandırarak vücudunuzun yumuşak dokularını daha sağlıklı hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Amaç

- Egzersiz sonrası fiziksel masaj


Ana Teknik Özellikler

- Ürün Adı: MINI masaj tabancası
- Ürün Modeli: QL/MINI.Q1-A
- Yapı: Esas olarak kontrol modülü, masaj başlıkları ve lityum pilden oluşur;
- Dikey titreşim frekansı ≤ 60 Hz;
- Genlik: 7 mm
- Anma gücü: 25 W;
- Cihaz: nominal gerilim: 11,1 V₋₋₋
- Pil kapasitesi: 800 mAh
- Zekâlı Zamanlama: 10 dakika
- Cihazda çıkış kontrol fonksiyonu anahtarı bulunur;
- Masaj başlığı gerektiğinde değiştirilebilir;
- Çalışma modu: aralıklı yükleme.
- Pil türü: lityum iyon
- Pil model numarası: BEOKA-30
- Pil ağırlığı: 67 gr
- Pil üreticisi ve adresi:

Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc


Lityum-iyon Pil Paketi Montajı

Longtan Endüstri Parkı 2. Bölüm, doğu 3. çevre yolu, Chenghua bölgesi, Chengdu, Sichuan, Çin



Ana Yapı

çıkarılabilir ve değiştirilebilir masaj başlıkları



Ana Yapı



U şeklindeki başlık



standart
küresel başlık



küçük
yuvarlak başlık




Darbe
emici başlık



küçük
düz başlık

TEPY-C şarj girişi



Çalıştırma Yöntemi


Kullanım Öncesi Hazırlık

- Kutuyu açın, ardından cihazın ve aksesuarlarının tam setinin elinizde olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa, lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihazın pil seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.

Çalıştırma Adımları

Masaj başlığını cihaza takın

- Cihaz kapalıyken, masaj başlığını cihaza sıkıca bastırın. (İpucu: Toka yuvaya yerleştirildiğinde U şeklindeki başlığın doğru konumlandırılması gerekir. Aksi takdirde başlık düşebilir.)



Çalıştırma Yöntemi

Cihaz kapalıyken, paneldeki “①” düğmesine 2 saniye basın; cihaz otomatik olarak seviye 1'e geçecektir; bu düğmeye kısa bir süre basarak seviyeyi 1'den 5'e değiştirebilirsiniz; cihaz çalışırken bu düğmeye 2 saniye basın, cihaz kapanacaktır.

- Çalışma süresi 10 dakikaya ulaştığında cihaz otomatik olarak durur.
- LED göstergesi, ilgili vuruş seviyesini gösterir.
- Cihaz bekleme modundayken, 20 saniye içinde otomatik olarak kapanır.

İlgili vücut bölgelerine masaj yapmak için önceden ayarlanmış titreşimli masaj frekansında gerekli basıncı uygulayın.

Bakım

- Cihazı az su içeren nemli bir havluyla temizleyin, ardından kuru bir havluyla silin.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız lütfen kutusuna koyun.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Yeni pilin kısa sürede mükemmel performans göstermesini istiyorsanız, lütfen pili %100'e kadar şarj edin ve %0 kalana kadar üç veya daha fazla kez kullanın.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen ayda bir kez şarj edin.
- Cihazı izinsiz olarak sökmek yasaktır. Kasıtlı hasarlar garanti kapsamında değildir.

Atık Pil Bertarafı

Lütfen şarj edilebilir pillerin (lityum-iyon piller) geri dönüşümüne destek olun.

 Tehlike	Bu üründe kullanılan pil, özel bir şarj edilebilir pildir ve başka ürünlerde kullanılmamalıdır; lütfen şarj etmek için şarj edilebilir pili çıkarmayınız. Yukarıdaki durumlar ısınmaya, yangına, patlamaya ve diğer olaylara neden olabilir. • Aşırı ısınması için ateşe atmayın; • Çiviyle delmeyin, ağırlık ile darbe uygulamayın veya parçalamaya ve dönüştürme işlemleri yapmayın; • Pilin artı ve eksi uçlarını doğrudan metale bağlamayın; • Lütfen kolye, saç tokası vb. ile birlikte saklamayınız. • Lütfen şarj etmeyin, kullanmayın veya ateşin yakınında veya sıcak güneşin altında gibi yüksek sıcaklıktaki yerlere koymayın. Yukarıdaki koşullar ısınmaya, yangına, patlamaya ve diğer olaylara neden olabilir.
 Tehlike	Çıkardığınız şarj edilebilir pili lütfen küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. • Yanlışlıkla yutulması durumunda lütfen derhal bir doktora başvurun. • Pil sıvısı sızarsa, sıvıya çıplak elle dokunmayın ve aşağıdaki şekilde işlem yapın: • Pil sıvısı göze kaçarsa, körlük riski vardır. Gözlerinizi ellerinizle doğrudan ovmayın. Derhal temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Pil sıvısı vücutta veya giysilere temas ederse, ciltte iltihaplanma veya yaralanmaya neden olabilir. Lütfen temiz suyla yıkayın. Hala rahatsızlık hissediyorsanız, derhal tıbbi yardım alın. • Ürün yalnızca atılacağı zaman sökülebilir. Bu kurala uyulmaması halinde yangın, elektrik çarpması, yaralanma ve diğer kazalara neden olabilir. Onarım gerektiriyorsa (pil değişimi hariç), lütfen ürünü satın aldığınız satıcıya danışın.

- Cihazın içindeki lityum-iyon pil, geri dönüştürülebilir değerli bir kaynaktır.
- Lütfen pili cihazdan çıkarın ve atık pil imhası konusunda uzman bir kuruluşa teslim edin.

Garanti

Kullanım Koşulları Taşıma ve Depolama

Ürün kurulumuna ilişkin çevresel koşullar:

- Ortam sıcaklığı: +5°C~+40°C
- Bağıl nem: ≤%90
- Atmosferik basınç: 70 kPa~106 kPa

Nakliye

- Ortam sıcaklığı: -20°C ~ +50°C;
- Bağıl nem: ≤%90;
- Bu ürün otomobiller, trenler, gemiler, uçaklar ve diğer ulaşım araçları için uygundur;
- Nakliye sırasında şiddetli titreşim, çarpışma, yuvarlanma ve düşmeyi önlemek için sabitlenmeli; ayrıca baş yukarıda, dikkatli, hafif ve yağmurdan korunacak şekilde taşınmalıdır;
- Masaj aletleri en fazla 5 katman halinde istiflenmelidir.

Depolama

- Ürün kuru, havalandırılmış ve aşındırıcı olmayan bir ortamda depolanmalıdır
- Masaj cihazlarının istiflenme kat sayısı 5'i geçmemelidir.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, temizlendikten sonra ambalajlanarak saklanmalıdır. Nem oluşumunu önlemek için cihazı ayda bir kez çıkarıp şarj etmek daha iyidir.

Garanti

Garanti Notu

- Satın alma tarihinden itibaren, ürünlerimize satın alma faturası ile birlikte masaj cihazının gövdesi için **1,5 yıllık** ücretsiz garanti uygulanır.
- Aşağıdaki kullanıcı kaynaklı nedenlerden kaynaklanan arızalar için ücretsiz garanti hizmeti sunmayacağız.
Örneğin:
 - A) Ürünün yetkisiz olarak sökülmesi ve yeniden monte edilmesinden kaynaklanan arızalar;
 - B) Kullanım ve taşıma sırasında dikkatsizce düşürülmesinden kaynaklanan arızalar;
 - C) Makul bakımın yapılmaması nedeniyle oluşan arızalar;
 - D) Kullanım kılavuzundaki doğru talimatlara uygun şekilde çalıştırılmamasından kaynaklanan arızalar;
 - E) Tarafımızca yetkilendirilmemiş tamirhaneler tarafından yapılan hatalı onarımlardan kaynaklanan arızalar.
- Garanti kapsamı dışındaki onarım hizmetleri, ilgili yönetmeliklere göre ücretlendirilecektir.
- Garanti hizmeti almanız gerektiğinde lütfen müşteri hizmetleri hattını arayın.
- Garanti hizmeti sırasında, gerekirse, tarafımızca belirlenen yetkili teknik personele ürün devre şeması ve onarılabilir parça bilgilerini sağlayabiliriz.
- Satın alma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satış sonrası hizmet sunmaktayız.
- Üretim tarihi için lütfen ana üniteye veya ambalaj kutusuna bakınız.