



„Access Business Group International B.V.”,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Nyderlandai
„Amway (UK) Limited”, c/o bendrovės buveinė -
„PriceWaterhouseCoopers LLP”, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
„Amway of Australia”, Level 1 2, 67 Albert Avenue,
Chatswood, NSW 2067 „Amway of New Zealand”
(Oklendas)
Importuotojas (skundų nagrinėjimas): LLC „Amway
Ukraine”, Kazimiro Malevičiaus g. 87, Kijevas, 031 50,
Ukraina, tel.: (044) 495-1 300.
„www.amwayglobal.com”



Naudojimo instrukcija



MINI MASAŽO PISTOLETAS

- Dėkojame, kad pasirinkote mūsų mini masažinį pistoletą.
- Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją tinkamai saugokite!
- Jei naudojimo instrukcijoje yra neatitikimų, lemiamą reikšmę turi ant paties produkto pateikta informacija.

Nuskaitykite QR kodą, kad atidarytumėte naudojimo instrukciją./
 Nuskaitykite QR kodą, kad atidarytumėte naudojimo instrukciją./ Scannez le
 code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканируйте QR кода за
 ръководството за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./
 Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Nuskaitykite QR kodą,
 kad gautumėte naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad
 atidarytumėte naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte
 naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudojimo
 instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudojimo instrukciją./
 Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte pasiekti naudojimo instrukciją./
 Nuskaitykite QR kodą, kad atidarytumėte naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite
 QR kodą, kad gautumėte naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad
 gautumėte naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte
 naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte pasiekti
 naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudojimo
 instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudojimo instrukciją./
 Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite
 QR kodą, kad galėtumėte susipažinti su naudojimo instrukcija./ Nuskaitykite
 QR kodą, kad gautumėte naudojimo instrukciją./ Nuskaitykite QR kodą, kad
 galėtumėte susipažinti su naudojimo instrukcija.



Pastabos

Paveikslėliai, simboliai, santrumpos

Saugos nurodymai

Apzvalga

Profilis

Paskirtis Svarbūs techniniai

duomenys

Konstrukcija

Visos masinos pagrindinė konstrukcija

Pasirengimas prieš naudojimą

Naudojimo etapai

Techninė priežiūra

Panaudotų baterijų šalinimas Naudojimo sąlygos

Transportavimas ir laikymas Pastaba dėl garantijos

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ypatingą dėmesį atkreipkite į įspėjimus.

Paveikslėliai, simboliai, santrumpos			
	nuolatinės srovės		Li-jonų akumuliatorius, perdurbamas
	WEEE perdurbimo ženklas		Negalima ridenti
	ĮSPĖJIMAS! Žr. dokumentus		Prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.
	Trapi		Ivairių
	Apsaugoti nuo lietaus		Popieriaus perdurbimas
	Maksimalus sluoksnio storis		

Saugos nurodymai

Prieš naudodami prietaisą, susipažinkite su toliau pateiktais nurodymais. Priešingu atveju gali kilti sužalojimų ar pavojų.

Informacija apie tinkamus asmenis ir kūno dalis

- Prietaisas skirtas suaugusiems, išskyrus pagyvenusius žmones.
- Jūs galite šį prietaisą neskausmingai naudoti ant jūsų kūno minkštųjų audinių.
- Venkite sąlyčio su galva, kaulais ar kitiems kietiems daiktams.
- Dėl ir spaudimo gali atsirasti mėlynės. Todėl masažuojamą vietą lieskite atsargiai; vos pajutę skausmą ar diskomfortą, nedelsdami nutraukite prietaiso naudojimą.
- Šiuo prietaisu spauskite ant odos ir masažuokite kūną tose vietose, kurios yra sausos ir švarios.
- Laikykite savo pirštus, plaukus arba kitas kūno dalis atokiau nuo prietaiso ašies ir nugaros.
- Negalima masažuoti tų sričių, kuriose yra mažai raumenų audinio arba kurios yra netoli kaulų, pvz., blauzdikaulių, pėdos nugaros, rankos nugaros ir pan.
- Nenaudokite „ “ šiose jautriose vietose: akyse, dantyse, krūtų implantuose, lyties organuose, protezuose ir pan.
- Nenaudokite šio prietaiso vietose, kuriose yra lūžimo pavojus.
- Jei skausmas tęsiasi, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.
- Tai yra ne medicininis prietaisas. Todėl jis netinka naudoti medicininiams tikslais ir ligoninėse.
- Prieš pradėdami naudoti „ “ įrenginį, prašome patikrinti, ar įrenginys ir kabeliai yra nepriekaištingos būklės. Jei pastebėsite gedimų, prašome įrenginį atiduoti remontuoti gamintojui arba jo įgaliotam specialistui, siekiant išvengti galimų pavojų.

Dėl prietaiso naudojimo

- Naudodami prietaisą, pasirinkite tinkamiausią masažo galvutę.
- Nekiškite jokių daiktų į ventiliacijos angą.
- Negalima panardinti prietaiso į vandenį ir neleiskite, kad vanduo patektų į ventiliacijos angą.
- Neleiskite prietaisui nukristi ir naudokite jį pagal paskirtį.
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite jį, akumuliatorių ir įkroviklį.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais.
- Neleiskite prietaisui veikti ar įkrautis be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso, kol jis įkraunamas.
- Nemeskite prietaiso į ugnį.
- Nenaudokite prietaiso ilgiau nei vieną valandą iš eilės; prieš kitą naudojimą palikite jį išjungtą 30 minučių.

Pastabos apie akumuliatorių

- Nemeskite akumuliatoriaus į vandenį ir neleiskite jam susiliesti su drėgme.
- Nejirkaukite akumuliatoriaus karštoje aplinkoje ir nenaudokite bei nelaikykite jo šalia ugnies ar šildymo prietaisų. Jei akumuliatorius pradeda tekėti arba pasklinda nemalonus kvapas, nedelsdami pašalinkite prietaisą nuo liepsnos.
- Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ir nekaitinkite jo.
- Draudžiama vežti ar laikyti akumuliatorių kartu su grandinėėmis, plaukų segtukais ar kitais metaliniais daiktais.
- Draudžiama liesti akumuliatoriaus teigiamą ir neigiamą polius laidaus ar kitais metaliniais daiktais, kad būtų išvengta trumpojo jungimo.
- Nedurkite nagais ar kitais aštriais

daiktų.

- Nenušikite akumuliatoriaus plaktuku ir nesispardykite jo.
- Akumuliatoriaus negalima sudaužyti ar mesti.
- Draudžiama bet koku būdu išardyti bateriją.
- Draudžiama įdėti akumuliatorių į mikrobangų krosnelę ar greitojo virimo puodą.
- Jei jaučiate stiprų kvapą, pastebite perkaitimą, deformaciją, spalvos pasikeitimą ar kitas neįprastas būsenas, prašome nutraukti naudojimą; jei akumuliatorius tuo metu yra naudojamas arba įkraunamas, nedelsdami išimkite jį iš įrenginio arba atjunkite įkrovimo laidą.

Įkrovimo nurodymai

- Pirmą kartą naudodami įrenginį, įkraukite jį iki 100 % maždaug 3 valandas.
 - USB laido išėjimo galą prijunkite prie DC įkrovimo jungties, o įėjimo galą – prie išorinio akumuliatoriaus arba įkroviklio (5 V=2 A; įkrovimo laikas pailgės, jei įkroviklis tiekia mažiau nei 2 A).
 - **Žalia indikatorius lemputė** rodo, kad įrenginys įkraunamas; ji automatiškai užgesa, kai įkrovos lygis pasiekia 100 %.
 - Akumuliatorių galima įkrauti bet kokio įkrovos lygio metu.
- Įsitinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- Kai prietaisas veikia, įkrauti jį iš esmės neįmanoma.
 - Prieš iškraunant akumuliatorių, neleiskite jam visiškai išsikrauti.
 - Prietaisui veikiant raudona LED lemputė rodo, kad likęs akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 30 %;
 - Jei raudona lemputė mirksi, tai reiškia, kad likęs akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 20 % ir reikia nedelsiant įkrauti.
 - Paprastai vidutinis veikimo laikas yra apie vieną valandą, tačiau tai priklauso nuo vibracijos dažnio ir masažo spaudimo.

Aprašymas


Šis „MINI“ masažinis pistoletas yra prietaisas, skirtas raumenims masažuoti. Jį galite naudoti raumenų įtampai ir skausmui malšinti, nuovargiui mažinti bei kraujotakai stimuliuoti, siekiant stiprinti kūno minkštuosius audinius.

Naudojimo paskirtis

- Kūno masažas po treniruotės


Svarbūs techniniai duomenys

- Produkto pavadinimas: MINI masažinis pistoletas
- Produkto modelis: QL/MINI.Q1 -A
- Konstrukcija: Prietaisą iš esmės sudaro valdymo modulis, masažo galvutės ir ličio akumuliatorius;
- Vertikalusis virpėjimo dažnis ≤ 60 Hz;
- Amplitudė: 7 mm
- Nominali galia: 25 W;
- Prietaisas: vardinė įtampa: 1,1 V_~
- Akumuliatoriaus talpa: 800 mAh
- Išmanusis laiko valdymas: 10 minučių
- Prietaisas turi jungiklį, skirtą
- ;
- Masažo galvutę prireikus galima pakeisti
- ;
- Veikimo režimas: pertraukiamasis veikimas.
- Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų
- Akumuliatoriaus modelio numeris: BEOKA-30
- Akumuliatoriaus svoris: 67 g
- Akumuliatoriaus gamintojas ir adresas:
„Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.“
Ličio jonų akumuliatoriaus montavimas
Longtan pramoninis parkas, 2-asis etapas, rytinė
3-asis aplinkkelis,
Čenghua rajonas, Čengdu, Sičuanas, Kinija



Pagrindinė konstrukcija

nuimamos ir keičiamos masažo galvutės



neslystantis silikonas

Apatinė pusė

Pagrindinė konstrukcija



U formos galvutė



Standartinė
Rūbinė galvutė



maža
apvalus antgalis




Amortizuojanti
Galvutė



mažas
plokščia galvutė

TEPY-C įkrovimo jungtis



Naudojimas


Pasirengimas prieš naudojimą

- Išimkite korpusą iš pakuotės ir patikrinkite, ar prietaiso ir priedų komplektas yra pilnas. Jei ne, kreipkitės į tiekėją.
- Įsitikinkite, kad prietaiso akumuliatoriaus įkrovos lygis yra pakankamas.

Naudojimo žingsniai

Pritvirtinkite masažinę galvutę prie prietaiso

- Įjungus prietaisą, tvirtai prispauskite masažinę galvutę prie prietaiso. (Pastaba: U formos galvutę reikia uždėti taip, kad iškyša būtų įkišta į angą. Kitaip galvutė gali lengvai nukristi.)



Naudojimas

Kai prietaisas išjungtas, 2 sekundes spauskite mygtuką „①“ valdymo skydelyje 2 sekundes; prietaisas automatiškai persijungs į 1 lygį. Trumpai paspaudus šį mygtuką, galite perjungti lygius nuo 1 iki 5; jei prietaisas veikia, paspauskite šį mygtuką 2 sekundes, kad jį išjungtumėte.

- Prietaisas automatiškai išsijungs, kai veikimo laikas pasieks 10 minučių.

- LED indikatorius rodo atitinkamą intensyvumo lygį.
- Jei prietaisas yra budėjimo režime, po 20 sekundžių jis automatiškai išsijungs.

Taikykite reikiamą spaudimą pagal iš anksto nustatytą vibracijos dažnį, kad masažuotumėte atitinkamas kūno dalis.

Priežiūra

- Prietaisą nuvalykite šiek tiek sudrėkinta servetėle, o po to nusauskinkite sausa servetėle.
- Jei prietaisui ilgą laiką nesinaudosite, įdėkite jį į pakuotę.
- Nesardinkite prietaiso.
- Jei norite, kad nauja baterija greitai pasiektų optimalų veikimą, įkraukite ją

Prašome tris kartus ar dažniau įkrauti iki 100 % ir iškrauti jį iki 0 %.

- Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, prašome jį įkrauti kartą per mėnesį.
- Draudžiama išardyti prietaisą be leidimo. Dėl netinkamo naudojimo atsiradę pažeidimai nėra padengiami garantija.

Senų baterijų šalinimas

Prašome prisidėti prie įkraunamų akumuliatorių (ličio jonų akumuliatorių) perdirbimo.

	Šiam produkte naudojama baterija yra specialus įkraunama baterija, kurios negalima naudoti kituose produktuose. Prašome nešimti baterijos, kad ją įkraunumėte. Minėti pažeidimai gali sukelti perkaitimą, gaisrą, sprogamą ir kitus pavojus. • Nėkite prietaiso į ugnį, kad jis neperkaistų; • neperdurkite akumuliatoriaus vinimis, neleiskite jam patirti smūgių ir nevykdykite jo skilimo ar perdirbimo; • Nesujunkkite akumuliatoriaus teigiamo ir neigiamo polių tiesiogiai su metalu; • Prašome nelaikyti akumuliatoriaus kartu su kaklo vėriniais, Plaukų smeigtukais ir pan. • Prašome neįkrauti akumuliatoriaus, jo nenaudoti ir nelaikyti vietose, kuriose vyrauja aukšta temperatūra, pvz., šalia ugnies ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. Minėtos aplinkybės gali sukelti perkaitimą, gaisrą, sprogamą ir kitus pavojus. Šimtas akumuliatorių laikykite mažų vaikų nepasiekiamoje vietoje.
	Jei baterija netyla nuryjama, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. • Jei išsilep, akumuliatoriaus skystis, nelieskite šio pikomis rankomis ir atlikite šiuos veiksmus: • Jei „akumuliatoriaus skystis pateks į akis, kyla akumo pavojus. Netrinkite akių tiesiogiai rankomis. Nedelsdami praplaukite jas švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Jei akumuliatoriaus skystis pateks ant kūno ar drabužių, tai gali sukelti odos uždegimą ar sužalojimus. Prašome nuplauti paveiktą vietą švariu vandeniu. Jei simptomai išlieka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. • „gaminys „ gali būti išardytas tik svetainėje „ atliekų tvarkymo centre . Jei nesilaikoma šių nurodymų , kyla pavojus , kad gali kilti gaisras , elektros smūgis, sužalojimai ir kiti nelaimingi atsitikimai. Jei reikalingas remontas (išskyrus baterijos keitimą), kreipkitės į pirminį pardavėją. Prietaiso viduje esanti ličio jonų baterija yra vertinga žaliava, kurią galima perdirbti. Prašome jį išimti ir atiduoti specializuotai organizacijai, kuri tvarko naudotas baterijas.

Naudojimo sąlygos Transportavimas ir laikymas

Aplinkos sąlygos, kuriomis turi būti montuojamas produktas:

- Aplinkos temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C
- Santykinis oro drėgnumas: ≤ 90 %
- Oro slėgis: nuo 70 kPa iki 1 06 kPa

Transportavimas

- Aplinkos temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C;
- Santykinis oro drėgnumas: ≤ 90 %;
- Šis produktas tinka vežti automobiliuose, traukiniuose, laivuose, lėktuvuose ir kitose transporto priemonėse;
- Vežimo metu jį reikia pritvirtinti, kad būtų išvengta stiprių vibracijų, smūgių, pasislinkimo ir nukritimo; jį reikia vežti vertikaliai, atsargiai, lengvai ir apsaugotą nuo lietaus;
- Vienas ant kito leidžiama sukrauti ne daugiau kaip 5 masažo prietaisus.

Laikymas

- Produktą reikia laikyti sausoje, gerai vėdinamoje ir nuo korozijos apsaugotoje aplinkoje
- Vienas ant kito sukrauti masažiniai prietaisai neturi viršyti 5 vienetų.
- Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, jį reikia išvalyti, supakuoti ir laikyti. Rekomenduojama kartą per mėnesį išimti prietaisą ir jį įkrauti, kad išvengtumėte drėgmės susidarymo.

Pastaba dėl garantijos

1. Nuo pirkimo datos mūsų gaminiams taikoma **1,5 metų** nemokama **garantija** masažuoklio korpusui, pateikus pirkimo kvitą.
2. Mes neteikiame nemokamų garantinių paslaugų dėl trūkumų, kurie šias priežastis, už kurias atsakingas pats vartotojas.
Pavyzdžiui:
 - A) Defektai, atsiradę dėl neleistino produkto išardymo ir surinkimo;
 - B) Defektai, atsiradę dėl neatsargaus produkto nukritimo naudojimo ir tvarkymo metu;
 - C) Defektai, atsiradę dėl netinkamos priežiūros;
 - D) Defektai, atsiradę dėl to, kad nebuvo laikomasi naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų;
 - E) Defektai, atsiradę dėl netinkamų remonto darbų, atliktų ne mūsų įgaliotose dirbtuvėse.
3. Remonto paslaugos, viršijančios garantijos apimtį, bus apmokestinamos pagal galiojančias nuostatas.
4. Jei norite pasinaudoti garantinėmis paslaugomis, prašome skambinti į klientų aptarnavimo karštąją liniją.
5. Teikdami garantines paslaugas, prireikus mūsų paskirtam kvalifikuotam techniniam personalui pateikiame produkto schemą bei informaciją apie remontuojamas detales.
6. Klientų aptarnavimo paslaugas teikiame 5 metus nuo pirkimo datos.
7. Gamybės datą rasite pačiame įrenginyje arba ant pakuotės.