



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Nizozemska
Amway (UK) Limited, c/o registrirano sjedište
društva - PriceWaterhouseCoopers LLP, 1
Chamberlain Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, 1. i 2. kat, Albert Avenue
67, Chatswood, NSW 2067 Amway of New
Zealand (Auckland)

Uvoznik (rješavanje pritužbi): LLC "Amway
Ukraine", 87 Kazimir Malevich Street, Kyiv, 031 50,
Ukraina, tel.: (044) 495-1 3-00.
www.amwayglobal.com



Li-Ion



Amway

Priručnik za korisnika



MINI MASAŽNI PIŠTOL

- Hvala što ste odabrali naš mini masažni pištolj.
- Molimo pročitatte korisnički priručnik pažljivo prije upotrebe ovog proizvoda i čuvajte ga na sigurnom mjestu!
- U slučaju bilo kakvih neslaganja u korisničkom priručniku, informacije na samom proizvodu imaju prednost.

Molimo pročitajte korisnički priručnik pažljivo prije upotrebe i obratite posebnu pozornost na upozorenja.

Likovi, simboli, skraćenice			
	istosmjerni tok		Li-ion baterija, punjiva
	Reciklaža WEEE označavanje		Ne kotrljati
	UPOZORENJE! Pogledajte dokumente		Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu.
	Krhak		Povratak na vrh
	Zaštuta od kiše		Reciklaža papira
	Maksimalna debljina hrpe		

Sigurnosne upute

Molimo vas da se upoznate sa sljedećim uputama prije korištenja uređaja. Nepridržavanje može dovesti do ozljeda ili opasnosti.

Informacije o prikladnim korisnicima i dijelovima tijela

- Uređaj je namijenjen odraslima, s iznimkom starijih osoba.
- Možete b upotrijebiti o vu spravu bezbolno na mekim tkivima vašeg tijela.
- Izbjegavajte kontakt s glavom, kostima ili ostali tvrdi dijelovi kućišta.
- , tlak koji primjenjuje može uzrokovati modrice. Stoga, dodirujte područje koje se masira nježno; čim osjetite bol ili nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj .
- Prislonite ovaj uređaj na kožu i masirajte tijelo na suhim i čistim područjima.
- Držite svoje prste, kosu ili druge dijelove tijela podalje od osovine i stražnje strane uređaja.
- Nemojte masirati bilo koja područja , u gdje je malo mišićnog tkiva ili koja su smještena blizu kostiju , kao što su goljenice, vrhovi stopala, stražnja strana ruku itd.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj na sljedećim osjetljivim područjima: oči, zubi, implantati dojke, genitalije, proteze itd.
- Ne koristite ovaj uređaj na područjima koja su pod rizikom od prijeloma.
- Ako bol traje, prestanite koristiti uređaj odmah i posavjetujte se s liječnikom.
- Ovo je nemedicinski uređaj. Stoga nije prikladan za medicinsku upotrebu ili upotrebu u bolnicama.
- Prije korištenja uređaja s i uređajem , molimo provjerite da su uređaj i te kabeli u savršenom stanju. Ako primijetite bilo kakve nedostatke, molimo popravite uređaj kod proizvođača ili kod njihovog ovlaštenog tehničkog osoblja, kako biste izbjegli moguće opasnosti.

Napomene

Ručno upravljanje uređajem

- Prilikom korištenja uređaja odaberite najprikladniju glavnu za masažu.
- Ne umetajte nikakve predmete u ventilacijski otvor.
- Ne uranjajte uređaj u vodu i ne dopustite da voda uđe u ventilacijsku otvor.
- Ne ispuštajte uređaj i koristite ga prema namjeni.
- Molimo provjerite uređaj, bateriju i punjač prije upotrebe.
- Ne koristite uređaj ni za što drugo.
- Ne ostavljajte uređaj uključen ili na punjenju bez nadzora.
- Ne rukujte uređajem dok se puni.
- Ne bacajte uređaj u vatru.
- Ne koristite uređaj dulje od jednog sata bez prekida; prije ponovne upotrebe ostavite ga isključeno 30 minuta.

Upute za bateriju

- Ne bacajte bateriju u vodu i ne izlažite je vlazi.
- Ne puniti bateriju u vrućem okruženju i ne koristite je niti je pohranjujete blizu vatre ili grijača. Ako baterija curi ili ispušta neugodan miris, odmah udaljite uređaj od bilo kakvih plamenova.
- Ne bacajte bateriju u vatru niti je zagrijavajte.
- Zabranjeno je nositi ili pohranjivati bateriju zajedno s ogrlicama, ukosnicama ili drugim metalnim predmetima.
- Ne dopustite da se pozitivni i negativni priključci baterije dodiruju s žicama ili drugim metalnim predmetima kako biste spriječili kratki spoj.
- Ne probadajte bateriju čavlima ili drugim oštrim predmetima

Napomene

predmetima u bateriju.

- Nemojte udarati bateriju čekićem ili je udarati nogom.
- Bateriju ne smije razbijati niti bacati.
- Zabranjeno je rastavljati bateriju na bilo koji način.
- Ne stavljajte bateriju u mikrovalnu pećnicu ili ekspres lonac.
- Ako primijetite jak miris, pregrijavanje, deformaciju, promjenu boje ili bilo kakve druge neuobičajene uvjete, prestanite koristiti bateriju; ako je baterija trenutno u upotrebi ili se puni, odmah je izvadite iz uređaja ili je odspojite kabel za punjenje.

Upute za punjenje

- Prilikom prvog korištenja uređaja, napunite ga do 100 % otprilike 3 sata.
- Priključite izlazni kraj USB kabela u DC priključak za punjenje, dok je ulazni kraj priključen na power bank ili punjač (5 V=2 A; vrijeme punjenja produljit će se ako punjač isporučuje manje od 2 A).
- **Zeleno indikatorsko svjetlo** pokazuje da se uređaj puni; automatski se isključuje kada razina napunjenosti dosegne 100%.
- Baterija se može puniti na bilo kojoj razini napunjenosti. Provjerite je li uređaj isključen.
- Općenito nije moguće puniti uređaj dok je u upotrebi.
- Nemojte dopustiti da se baterija potpuno isprazni prije ponovnog punjenja.
- Dok je uređaj u radu, crvena LED dioda označava da je preostali naboj baterije ispod 30 posto;
- Ako crveni indikator treperi, to znači da je preostali naboj baterije ispod 20 posto i da je potrebno odmah napuniti bateriju.
- Općenito, prosječno vrijeme rada iznosi oko jednog sata, ovisno o frekvenciji vibracija i pritisku masaže.

Profil


Ovaj MINI masažni pištolj je uređaj koji vam omogućuje masažu mišića. Možete ga koristiti za ublažavanje mišićne napetosti i bolova, borbu protiv umora i poticanje cirkulacije krvi radi jačanja mekih tkiva vašeg tijela.

Namjena

- Masaza tijela nakon treninga


Ključne tehničke specifikacije

- Naziv proizvoda: MINI masažni pištolj
- Model proizvoda: QL/MINI.Q1 -A
- Konstrukcija: Uređaj se u osnovi sastoji od upravljačkog modula, masažnih glava i litij-ionske baterije;
- Vertikalna frekvencija vibracija ≤ 60 Hz;
- Amplituda: 7 mm
- Nominalna snaga: 25 W;
- Uređaj: Nazivni napon: 1,1 V $\rightarrow$
- Kapacitet baterije: 800 mAh
- Pametni tajmer: 10 minuta
- Uređaj ima prekidač za podešavanje izlaznu snagu;
- Glava za masažu može se zamijeniti
- Način rada: povremeni rad.
- Tip baterije: litij-ion
- Broj modela baterije: BEOKA-30
- Težina baterije: 67 g
- Proizvođač baterije i adresa:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Sklop litij-ionske baterije
Industrijski park Longtan, faza 2, istok
Treća obilaznica,
Okružje Chenghua, Chengdu, Sichuan, Kina



Glavna konstrukci


Odvojive i zamjenjive glave za masažu



Glavna struktura



TEPY-C priključak za punjenje



Upotreba


Priprema prije upotrebe

- Uklonite uređaj iz pakiranja i provjerite jesu li svi priloženi dijelovi uređaja i dodaci prisutni. Ako nisu, obratite se svom dobavljaču.
- Provjerite ima li uređaj dovoljno napunjenu bateriju.

Koraci rada

Pričvrstite masažnu glavu na uređaj

- Kad je uređaj isključen, čvrsto pritisnite glavu za masažu na uređaj. (Napomena: U-oblika glava mora biti postavljena tako da je jezičac umetnut u utor. Inače, glava može lako otpasti.)



Upotreba

Kad je uređaj isključen, pritisnite držite tipku 'ON' na upravljačkoj ploči 2 sekunde; uređaj će se zatim automatski prebaciti na razinu 1. Možete se prebacivati između razina 1 do 5; dok je uređaj u pogonu, pritisnite i držite ovo dugme 2 sekunde za isključivanje.

- Uređaj se automatski isključuje nakon što vrijeme rada dosegne 10 minuta.
- LED indikator prikazuje trenutnu razinu intenziteta.
- Ako je uređaj u stanju mirovanja, automatski se isključuje nakon 20 sekundi.

Primijenite potreban pritisak pri unaprijed postavljanoj frekvenciji vibracija kako biste masirali odgovarajuće dijelove tijela.

Održavanje

- Očistite uređaj blago vlažnom krpom, a zatim ga obrišite na suho suhom krpom.
- Molimo, stavite uređaj u ambalažu ako se nećete koristiti dulje vrijeme.
- Ne rastavljajte uređaj.
- Ako želite da nova baterija brzo pruži izvrsne performanse, napunite je

Molim vas napunite ga na 100 posto tri puta ili više i ispraznite ga na 0%.

- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, napunite ga jednom mjesečno.
 - Zabranjeno je rastavljati uređaj bez odobrenja.
- Oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom.

Odlaganje iskorištenih baterija

Molimo podržite recikliranje punjivih baterija (litij-ionskih baterija).

 Opasnost	Baterija ugrađena u ovaj proizvod je specijalizirana punjiva baterija koja se ne smije koristiti u drugim proizvodima. Molimo vas da ne izvodite bateriju radi punjenja. Nepriдрžavanje navedenih uputa može dovesti do pregrijavanja, požara, eksplozije i drugih opasnosti. • Ne bacajte uređaj u vatru kako biste ga pregrijali; • Ne probadajte bateriju čavlima, ne izlažite je udarcima ili pokušajima rastavljanja ili preinake; • Ne spajajte izravno pozitivne i negativne priključke baterije na metal; • Molimo vas da ne pohranjujete bateriju zajedno s ogrlicama, šnalice, itd. • Molimo ne puniti, ne koristite niti ostavljajte bateriju na mjestima s visokim temperaturama, poput blizine vatre ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Gore navedene okolnosti mogu dovesti do pregrijavanja, požara, pucanja i drugih opasnosti.
 Opasnost	Uklonite bateriju držite izvan dohvata male djece. • Ako se slučajno proguta, odmah potražite liječničku pomoć. • Ako baterijska tekućina curi, nemojte golim rukama dodirivati ovaj i postupite na sljedeći način: • Ako baterijska tekućina dospije u vaše oči, postoji rizik od sljepoće. Nemojte trljati oči rukama. Odmah ih isperite čistom vodom i potražite liječničku pomoć. Ako tekućina iz baterije dođe u kontakt s vašim tijelom ili odjećom, može izazvati iritaciju kože ili ozljedu. Molimo operite zahvaćeno područje čistom vodom. Ako simptomi potraju, odmah potražite liječničku pomoć. • Proizvod tvrtke mora se odložiti u , u centru za zbrinjavanje otpada . Nepoštovanje stvara rizik od požara, električnog udara, ozljeda i drugih nesreća. Ako je potreban popravak (osim pri zamjeni baterije), molimo kontaktirajte originalnog prodavača .

Litij-ionska baterija sadržana u uređaju je vrijedna sirovina koja se može reciklirati.

- Molimo uklonite je i predajte specijaliziranu organizaciju koja se bavi zbrinjavanjem iskorištenih baterija.

Uvjeti korištenja Prijevoz i skladištenje

Okolišni uvjeti za instalaciju proizvoda:

- Okolišna temperatura: +5 °C do +40 °C
- Relativna vlažnost: ≤ 90 %
- Atmosferski tlak: 70 kPa do 106 kPa

Transport

- Okolišna temperatura: -20 °C do +50 °C;
- Relativna vlažnost: ≤ 90 posto;
- Ovaj proizvod je pogodan za prijevoz motornih vozila, vlakom, brodom, zrakoplovom i drugim sredstvima prijevoza;
- Tijekom prijevoza treba osigurati uređaj kako bi se spriječila jake vibracije, udari, klizanje i padanje; treba ga prevoziti u uspravnom položaju, pažljivo, nježno i zaštićenog od kiše;
- Najviše 5 masažnih uređaja može se slagati jedan na drugi.

Skladištenje

- Proizvod treba čuvati na suhom, dobro prozračenom i bez korozije mjestu
- Broj masažnih uređaja složenih jedan na drugi ne smije prelaziti 5.
- Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, nakon čišćenja treba ga zapakirati i pohraniti. Preporučuje se uređaj izvaditi i napuniti jednom mjesečno kako bi se spriječilo nakupljanje vlage.

Informacije o jamstvu

1. Od datuma kupnje, naši proizvodi pokriveni su besplatnim **jamstvom od 1,5 godine** na kućište masažnog uređaja, uz predočavanje računa o kupnji.
2. Ne pružamo besplatnu jamčevnu uslugu za kvarove koji su sljedećih uzroka koji se mogu pripisati korisniku.

Na primjer:

- A) Kvarovi nastali neovlaštenim rastavljanjem i ponovnim sastavljanjem proizvoda;
 - B) Kvarovi uzrokovani slučajnim ispuštanjem proizvoda tijekom uporabe ili rukovanja;
 - C) Kvarovi nastali zbog nedostatka pravilnog održavanja;
 - D) Kvarovi uzrokovani nepoštivanjem ispravnih uputa iz korisničkog priručnika;
 - E) Kvarovi uzrokovani nepravilnim popravcima izvršenim u radionicama koje nisu ovlaštene od strane nas.
3. Usluge popravka koje izlaze izvan okvira jamstva naplatit će se u skladu s važećim uvjetima.
 4. Molimo nazovite telefonsku liniju korisničke službe ako želite podnijeti zahtjev u okviru jamstva.
 5. U sklopu jamstvene usluge, po potrebi ćemo našem kvalificiranom tehničkom osoblju dostaviti shemu vezanja proizvoda i informacije o popravljivim komponentama.
 6. Nudimo postprodajne usluge u razdoblju od 5 godina od datuma kupnje.
 7. Za datum proizvodnje pogledajte sam uređaj ili ambalažu.